



GRIOBALLS®/GRIOFIX

- til nedsat håndfunktion



## Det perfekte produkt til dig, som har nedsat håndfunktion.

Er det svært for dig at gribe fast om f.eks. bestik og skriveredskaber, så kan GRIOBALLS® og GRIOFIX være løsningen.

GRIOBALLS® er skridsikker og er meget enkel at anvende, og kombineret med GRIOFIX vil begge produkter medvirke til at genoptræne svage eller lammede muskler i hånden.

Vejer og fylder ingenting, og er derfor lette at medbringe i tasken eller lommen.

Ryster du på hænderne, kan vægten på bolden tilpasses ved at komme små stålkugler (GRIOgrams) inden i. Brugen af GRIOgrams reducerer rystelser og tillader en bedre koordinering af bevægelser.



De anbefales til personer med dyspraksi, Parkinson's sygdom, sklerose eller halvsidig lammelse.

Både GRIOBALLS® og GRIOFIX findes også til børn.

## Produktspecifikation

### GRIOBALLS®:

- Passer til alle - kan bruges til både venstre og højre hånd
- Vandafvisende
- Klæber ikke
- Kan rengøres i både opvaske- og vaskemaskine ved  $\leq 90^\circ$
- Kan desinficeres med alkohol-baserede produkter
- GRIOBALLS® - Ø 4 cm. - vægt 17 gr. pr. stk. - farve: blå
- Mini-GRIOBALLS® til børn - Ø 3 cm. - vægt 10 g. pr. stk. - farve: rød
- Materiale: PVC - 100 % phthalat fri

### GRIOFIX:

- Længde: GRIPOFIX - 33 cm. lang, GRIPOKID - 20 cm
- Farve: GRIPOFIX fås i hvid, sort og transparent, GRIPOKID fås i sort
- Materiale: Hvid og Sort - neopren, Transparent - PVC
- Kan rengøres i både opvaske- og vaskemaskine ved  $\leq 90^\circ$
- Kan desinficeres med alkohol-baserede produkter

Sælges også som samlet sæt:

3 stk. GRIOBALLS, 1 stk. GRIPOFIX og 5 stk. GRIPOgrams.

### Vareoplysninger:

Varenavn	Varenr.	HMI-nr.
GRIOBALLS	GRI1001B	100596
Mini-GRIOBALLS	GRI1001M	127302
GRIPOFIX	GRIFX01B/W/T	107047
GRIPOKID	GRIKID2	107049
GRIPOFIX sæt	GRIFXSET	-
GRIPOKID sæt	GRIKIDSET	-
GRIPOgrams stålkugler	GRIW1010	-

