



CAREPUR Hælstøvle er et positioneringshjælpemiddel for de nedre ekstremiteter til både decubitusprofylakse og støtte til decubitusbehandling.

Hælstøvlen er en sko-formet lejringspude, der kan bruges på begge fødder, og den har en fordybning i området omkring hælbenet. Den findes i to størrelser afhængigt af patientens skostørrelse. Hælstøvlen fastgøres sikkert på foden med velcrolukning.


Foden placeres direkte i hælstøvlen, hvor de forstærkede polstrede områder ved fodens underside og akillesenefæstet sikrer, at hælen aflastes og effektivt stabiliserer omkring foden. De indre og ydre knoglefremspring - som er områder med risiko for decubitus - er beskyttet af hælstøvlens bløde polstring. Den kan bruges i både liggende og siddende stilling for at aflaste trykket.

Produktspecifikation:

- Hælstøvlens fyld består af hulfiberpolstring samt polystyrækugler (EPS) med små granulater.
- Puden skal desinficeres ved aftørring.
- Betræk af bi-elastisk polyamidstof (45%) med en antibakteriel polyurethanbelægning (55%)
- Brandhæmmende – DIN EN ISO 12952 del 1+2
- Betrækket er uigennemtrængeligt for væsker, og er modstandsdygtig overfor blod og urin



CAREPUR Lejringspuder - HÆLSTØVLE



Varenavn	Str.	Varenr.	Mål (LxBxH)	Vægt	HMI-nr.
CAREPUR Hælstøvle, ORANGE	S	P43783	25 x 19 x 12 cm	0,11 kg	136266
CAREPUR Hælstøvle, BLÅ	M	P43784	32 x 25 x 12 cm	0,15 kg	136269



[CarePartner WebShop](#)

[Brugervejledning](#)