

CAREPUR Lejringspuder – BENPOSITIONERING



CAREPUR Benpositionering er til lejrning af de nedre ekstremiteter til både decubitus-profylakse og støtte til decubitusbehandling.

CAREPUR Benpositionering er et 2-delt sæt bestående af et kileformet basismodul med en halvcirkelformet udskæring på den flade side samt et modul til underbenene med en bølget overside til aflastning og sikker støtte af underekstremiteterne i en liggende stilling.

Basismodulet, med den halvcirkelformede udskæring placeret under balderne, muliggør en aflastning i det sakrale område samt giver en sikker lejrning af patienten i siddende eller hævede positioner, takket være den skridsikre underside.

I kombination af begge moduler opnås en trykaflastning af hele underekstremitet-regionen – en abduktion tilsikres og hælene løftes. De 2 moduler kan også bruges individuelt.



Produktspecifikation:

- Pudefyld: Polyurethanskum (PUR)
- Puden skal desinficeres ved aftørring
- Betræk af bi-elastisk polyamidstof (45%) med en antibakteriel polyurethanbelægning (55%)
- Brandhæmmende – DIN EN ISO 12952 del 1+2
- Betrækket er uigennemtrængeligt for væsker, og er modstandsdygtig overfor blod og urin



CarePartner 

CAREPUR Lejringspuder – BENPOSTIONERING



Varenavn	Varenr.	Str.	Mål (LxBxH)	Vægt	HMI-nr.
CAREPUR Benpositionering	P43787	OS	58 x 55 x 12 cm/50 x 21 x 10,5 cm	0,7 kg/0,4 kg	136867



[CarePartner Webshop](#)

[Brugervejledning](#)