



CareToRise Julie er en ny generation af løftestole. Mange sidder i dag på en institution eller i eget hjem og venter på hjælp til at rejse sig op. Samtidig stiller traditionelle løftestole krav til brugerens håndmotorik, syn samt evne til at forstå og lære fjernbetjeningen at kende.

Alt dette slipper man for med CareToRise Julie. Den innovative løsning gør det muligt for endnu flere at kunne betjene løftestolen helt på egen hånd.

CareToRise Julie er den eneste løftestol, som yder tryk og sikker hjælp til både det at sætte sig ned, og rejse sig op igen – helt uden brug af fjernbetjening:

CareToRise Julie – hjælp til at sætte sig ned: Den indbyggede "dæmper" tager imod brugerens vægt, og giver derved en tryk og sikker hjælp, når brugeren skal sætte sig ned.

CareToRise Julie - hjælp til at rejse sig op: Løftefunktionen bliver aktiveret, når brugeren tager initiativ til at rejse sig op. Funktionen yder den nødvendige støtte og hjælp til at kunne rejse sig, så snart brugeren læner sig forover. Dette "aktive løft" gør, at brugeren selv bidrager med egen kraft for at kunne rejse sig.

Specielle egenskaber:

- Som en sikkerhed kan stolen "låses" i en ønsket position ved at benytte det lille håndtag under det ene armlæn.
- Stolen kan leveres efter brugervægt, men hver stol kan indstilles yderligere, så man kan få mere eller mindre hjælp, hvis behovet skulle ændre sig.
- Stolen har et praktisk betræk (inkontinensbetræk til 20 cm over sædet), der kan tages af og vaskes ved 60 ° eller skiftes ud.

De fleste ønsker at bo hjemme så længe som muligt – det handler om at være selvhjulpne, og det kan denne stol være med til at sikre til gavn for både bruger og pårørende.

CareToRise Julie Løftestol - uden fjernbetjening

Produktegenskaber:

- Kræver ikke strøm
- Tager hensyn til variation i brugerens funktionsniveau. Stolen kan bruges som alm. stol eller løftestol
- Er intuitiv – brugeren kan rejse sig op på samme måde, som man altid har gjort
- Mindre fysisk krævende – brugeren kan justere, hvor meget hjælp man vil have på den enkelte stol
- Fylder ikke meget, og kan passe ind mange steder
- Inkontinensbetræk til 20 cm over sædet
- Er fleksibel i forhold til brugerens behov og funktionsniveau
- Kan tilpasses diagnoser som f.eks. demens
- Risiko for brugerfejl er minimal
- Regulering af siddehøjde uden brug af værktøj. Stoleben kan tilpasses individuelt
- Leveres i 7 forskellige farver uden ekstraomkostninger (se nedenfor)
- CareToRise Julie, Extra Light – til brugere under 60 kg
- CareToRise Julie, Light – til brugere under 80 kg
- CareToRise Julie, Strong – til brugere over 80 kg

Produktspecifikationer:

Siddehøjde (uden belastning på puden)
Siddebredde, maks.
Sædedybde
Udvendig bredde, maks.
Stollængde, maks.
Egenvægt
Tilladt patientvægt, maks.

Fra 38 – 54 cm
50 cm
49/54 cm
63 cm
91 cm
22 kg
110 kg

Muligt tilkøb:

- Inkontinensbetræk
- Nakkepude
- Ny gasfjederfunktion
- Ledsager-monteret låsefunktion, til bagsiden af løftestol
- Kan leveres med kortere sædedybde
- Model til brugere over 120 kg



Varenavn	Varenr.	HMI-nr.
CareToRise Julie, Extra Light	1607	112535
CareToRise Julie, Light	1602	112529
CareToRise Julie, Strong	1601	112532