

CUBE GEL, sårstadie 4 - tryksårsforebyggende siddepude



CUBE GEL er en siddepude, der fungerer både profylaktisk og som et led i den lindrende og behandlende del af brugerens decubitus-problematik især i det sakrale område.

Puden har en vaffelskåret struktur bestående af elastisk Polyetherskum samt et Geltouch indlæg.

Skumstrukturen i forskellige højder muliggør en behagelig siddeposition og præcis konturtilpasning samt optimal trykfordeling.

Puden er velegnet til kørestolsbrugere, der har brug for permanent aflastning i siddende stilling.

CUBE GEL kan generelt også bruges til smertefølsomme patienter, der har brug for en god aflastning i den siddende stilling.

CUBE GEL leveres med et PU-betræk med en skridsikker underside.

Der kan tilkøbes et kombinationsbetræk af PU, en siddeflade af Air-Mesh materiale og en skridsikker underside.

Produktspecifikation for skumkernen:

- Materiale:
Elastisk Polyetherskum – 50 kg/m³, 6,5 kPa
Geltouch skum - 50 kg/m³, 2,5 kPa.
- Kan rengøres med sæbe, aftørres med desinfektionsmiddel og kan autoklaveres ved 75°.

Vareoplysninger:

Varenr.	Tilladt brugervægt	Mål	Vægt	HMI-nr.
K35943	20 – 140 kg	38 x 38 x 8 cm	0,60 kg	124742
K35944	20 – 140 kg	38 x 42 x 8 cm	0,60 kg	124745
K35945	20 – 140 kg	40 x 40 x 8 cm	0,60 kg	124748
K35957	20 – 140 kg	40 x 42 x 8 cm	0,60 kg	124751
K35946	20 – 140 kg	42 x 42 x 8 cm	0,65 kg	124754
K35947	20 – 140 kg	42 x 45 x 8 cm	0,70 kg	124757
K35948	20 – 140 kg	45 x 42 x 8 cm	0,70 kg	124760
K35949	20 – 140 kg	45 x 45 x 8 cm	0,75 kg	124763
K35950	20 – 140 kg	48 x 43 x 8 cm	0,80 kg	124766
K35951	20 – 140 kg	48 x 45 x 8 cm	0,80 kg	124769
K35952	40 – 175 kg	51 x 43 x 8 cm	0,90 kg	124772
K35953	40 – 175 kg	51 x 45 x 8 cm	0,90 kg	124775
K35954	40 – 175 kg	51 x 51 x 8 cm	1,00 kg	124778
K35955	60 – 225 kg	55 x 43 x 8 cm	1,10 kg	124781
K35956	60 – 225 kg	55 x 45 x 8 cm	1,10 kg	124784

